

## Вакуумные Очки Сидоренко AMBO-01



Костанай, Казахстан

Очки Сидоренко – революционно новый прибор для восстановления зрения, сочетающий в себе инфразвуковой пневмомассаж по методу профессора Сидоренко Е.И. (заслуженный врач РФ, президент Ассоциации детских офтальмологов России) и усовершенствованную цветотерапию глаз уже зарекомендовавших себя очков профессора Панкова. Прибор, прекрасно сочетаясь с другими методами лечения зрения, повышает в несколько раз их терапевтический эффект.

Очки Сидоренко2 (AMBO 01 с излучателями) – в оправу аппарата Очки Сидоренко1 встроены светодиодные излучатели лечебных очков профессора Панкова (усовершенствованных в 2010 году Сидоренко Е.И.), совмещенные с батарейными блоками. Управление работой излучателей осуществляется от встроенных микропроцессорных контроллеров, находящихся непосредственно в квантовых излучателях. Т.е. Очки Сидоренко2 – это Очки Сидоренко1 + светотерапия Очков Панкова (аналог лазерной терапии, только мягче и безопасней). Очки Сидоренко2 пользуются большей популярностью и эффект их выше потому, что это по сути два прибора в одном: в оправу Очков Сидоренко встроены Очки Панкова. Включаться эти два прибора могут одновременно или по отдельности по желанию. Поэтому возможно проводить процедуры отдельно при помощи Очков Сидоренко (AMBO 01) и отдельно при помощи Очков Панкова, но чаще всего офтальмологи рекомендуют использовать их одновременно или сразу друг за другом для повышения восстановительного действия.

Воздействующие факторы в приборе «Очки Сидоренко»:

Аппарат «Очки Сидоренко» для вакуумного пневмомассажа (экстраокулярный массаж) - тренажер для мышц глаза, век, орбиты, в котором используется переменный вакуум, который подается в очки-минибарокамеры. В оправу аппарата встроены светодиодные излучатели лечебных очков профессора Панкова (усовершенствованных в 2010 году Сидоренко Е.И.), совмещенные с батарейными блоками. Управление работой излучателей осуществляется от встроенных микропроцессорных контроллеров, находящихся непосредственно в квантовых излучателях. Тем самым, в приборе сочетается целый комплекс из 4-х видов физиопроцедур, о которых более подробно читайте ЗДЕСЬ. Аппарат AMBO-01 предназначен для вакуумного массажа глаз. В качестве воздействующего фактора в приборе используется переменный вакуум, который подается в специальные очки – минибарокамеры. Аппарат применяется для:

- улучшения аккомодации
- комплексной профилактики близорукости
- улучшения состояний глаз при заболеваниях метаболического характера
- профилактики дистрофических заболеваний сетчатки и зрительного нерва
- косметологических нужд

Применение аппарата AMBO-01:

Ткани глаза обладают большой устойчивостью к вакуумному массажу  
Не вызывает трансудации и экссудации в межлупочные участки  
По частоте биоритмов аппарат AMBO-01 близок к биоритмам живого организма

Доказана безвредность вакуумного массажа, в том числе и для детей

Эффект применения вакуумного массажа:

Вызывает улучшение гемодинамики, уменьшение венозного застоя

Улучшает гидродинамику глаза

Активирует обменные процессы

Улучшает синтез нуклеопротеидов, особенно в ганглиозных клетках сетчатки

Активирует деятельность ферментов, напрямую влияющих на состояние прозрачных сред глаза: В-глюкозидазы, катепсина-Д, и гиалуронидазы, что положительно влияет на рассасывание рубцовой ткани, а также повышает проницаемость тканей глаза для лекарственных средств

Изменяет структуру клеточной мембраны, повышает ее проницаемость без повреждения мембраны

Уменьшает содержание калия в клетке тканей глаза и приводит к снижению мембранного потенциала и активации натриевых каналов

Способствует накоплению фармакологических препаратов в тканях и средах глаза даже при пероральном и внутривенном введении (инфразвуковой фонофорез)

Повышается оксигенация тканей и устраняется гипоксия

Повышается утилизация кислорода

Усиливается синтез белка, повышается утилизация глюкозы, снижается ацидоз

Активирует механизмы антиоксидантной защиты клеток: инактивацию свободно-радикального окисления липидов,

повышение концентрации ферментов в структурах глазного яблока: каталазы и супероксиддисмутазы

Подтверждено многофакторное положительное влияние на васкуляризацию и гемодинамику сетчатки у недоношенных детей

Аппарат АМВО-01 рекомендован, в том числе людям, работа которых связана с большой нагрузкой на зрение. Педагогам, научным сотрудникам, водителям, летчикам, программистам, и т. д.

---

Цена: **63 000** ₸

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**курганюк галина**

**87772481358**